

いつでも簡単に測定できる 新しい血糖測定器



測定方法

服の上から
かざすだけ


スマホを
6m以内に**持つ**だけ

1分毎に自動的にスマホにデータが保存



特長

1



測定時の
痛み・手間を軽減

特長

2



24時間連続で測定
(14日間)

特長

3



低血糖・高血糖
お知らせ機能

詳しくは内科部長 菅又までお声がけください。

使用方法簡単3ステップ

センサーを上腕後ろ側に装着。1枚のセンサーで14日間測定可能。

1 装着



2 測定

リーダー
服の上から
かざすだけ



スマホ
6m以内に
持つだけ



現在の値以外にも様々なデータが確認可能

現在の
グルコース値
過去
8時間の推移



これから
上がるか
下がるか
変わらないか



記録不要



何度でも確認可能

3 確認

血糖変動が波で視覚的に把握可能

